



Cleansing stick
 long-term antimicrobial effects against bacteria, fungi, HBV- and HIV-viruses by moistening the entire surface. After application let dry for 5 min.



Reinigungsstick
 Bei voller Benetzung der Oberfläche langzeitaktive, antimikrobielle Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze, HBV- und HIV-Viren. Nach dem Auftragen 5 min. trocknen lassen.


Bâton de nettoyage
 Appliquer sur toute la surface de l'embout auditif. Effet antimicrobien de longue durée contre bactéries, champignons et virus HBV et HIV. Après l'application: Temps de séchage 5 min.



Dispositivo de limpieza
 Al humedecer la superficie completamente se consigue un efecto bactericida, fungicida y eficaz contra los virus HBV y HIV. Después la aplicación dejar secar 5 min.

Bastone detergente
 Spruzzato su tutta la superficie, effetto antimicrobico di lunga durata contro batteri, funghi e virus HBV e HIV. Dopo l'applicazione lasciare seccare per 5 minuti.

Cleansing Wipes
 Moistening the entire surface is effective against bacteria, fungi, HBV- and HIV-viruses. After application let dry for 1 min.



Reinigungstücher
 Bei voller Benetzung der Oberfläche Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze, HBV- und HIV-Viren. Nach dem Auftragen 1 min. trocknen lassen.

Lingettes de nettoyage
 Appliquer la lingette sur toute la surface de l'embout auditif. Lingettes bactéricides, fongicides et efficaces contre les virus HBV et HIV. Après l'application: Temps de séchage 1 min.

Pañuelos de limpieza
 Al humedecer la superficie completamente se consigue un efecto bactericida, fungicida y eficaz contra los virus HBV y HIV. Después la aplicación dejar secar 1 min.

Salviette detergenti
 Spruzzato su tutta la superficie, effetto contro batteri, micosi e virus HBV e HIV. Dopo l'applicazione lasciare seccare per 1 minuto.

C&C Line

Operating instructions
 Gebrauchsanleitung
 Mode d'emploi
 Instrucciones de uso
 Istruzioni

CE 0459

CE 0459

Cleansing stick
Reinigungsstick
Bâton de nettoyage
Dispositivo de limpieza
Bastone detergente

Use disinfectants safely and cautiously.

ts, Inhaltsstoffe, Ingrédients, tes, Ingredienti, (100 g)
 anzalkonium chloride,
 yridin-2-thiol-1-oxide,
 ytrithion, polycondensates,
 is, purified water

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Utiliser le désinfectant en toute sécurité.

ing wipes
ingstücher
es de nettoyage
os de limpieza
te detergenti

Usar con precaución los desinfectantes.

ts, Inhaltsstoffe, Ingrédients, tes, Ingredienti
 alkylidimethylammoniumchlorid,
 lkyl(Aryl)dimethylammoniumchlorid.

Usare disinfettante con precauzione

Drying capsules

Composition:
 silica with indicator
 (absolutely harmless)



Trockenkapseln

Zusammensetzung:
 Kieselgel mit Farbindikator
 (absolut ungefährlich)

Pastilles déshydratantes

Composition:
 silicate avec indicateur
 (absolument sans danger)

Cápsulas deshumidificadoras

Composición:
 Gel de sílice con indicador
 (completamente inofensivo)

Capsule di secchezza

Composizione:
 gel di silice con indicatore
 (non pericoloso)

Cleaning tablets

Reinigungstabletten
Comprimés de nettoyage
Pastillas de limpieza
Capsule detergenti

Ingredients, Inhaltsstoffe, Ingrédients, Ingredients, Ingredienti

Sodium bicarbonate, Potassium caroate
 Sodium perborate, Citric acid,
 Sodium lauryl sulfate, aroma CI 73015 (INCI)



Attention!
 Not all products on this instruction might be included in your set!

Achtung!
 Das vor Ihnen liegende Set muss nicht alle Produkte dieser Gebrauchsanleitung enthalten!

Attention!
 Ce kit ne contient pas tous les produits figurant sur le mode d'emploi!

¡Atención!
 ¡El presente juego no contiene necesariamente todos los productos mencionados en estas instrucciones!

Attenzione!
 L'assortimento igienico non deve necessariamente contenere tutti i prodotti inclusi nelle seguenti istruzioni.

Phonak AG · Leuhisrütistr. 28
 8712 Stäfa · Switzerland
 www.phonak.com




Cleansing
 Never put the hearing aid into the cleansing liquid!
Attention! Do not swallow the tablet!

Reinigung
 Das Hörgerät darf niemals in die Reinigungsflüssigkeit gelegt werden!
Achtung! Tablette nicht einnehmen!

Nettoyage
 Ne mettez jamais votre aide auditive dans le liquide de nettoyage.
Attention! Ne pas avaler la comprimé!

Limpieza
 ¡El instrumento auditivo nunca debe ser sumergido en el líquido limpiador!
¡Atención! ¡No ingerir la pastilla!

Pulizia
 Non immergere mai l'apparecchio acustico nel liquido detergente.
Attenzione! Non inghiottire la compressa!



i
 Clean earmold 2 x per week
 Ohrpassstück 2 x wöchentlich reinigen
 Nettoyer l'embout 2 x par semaine
 Limpia su molde 2 x por semana
 Pulire la chiocciola 2 x per settimana

Drying
 Before drying, please remove the battery from your hearing aid. The capsule can be re-used until the golden yellow indicator has changed to a white color.
Attention! Capsule not to be opened! Do not swallow the capsule!

Trocknung
 Nehmen Sie bitte vor der Trocknung die Batterie aus Ihrem Hörgerät. Die Kapsel ist so lange wiederverwendbar, bis sich der goldgelbe Farbindikator weißlich verfärbt hat.
Achtung! Kapsel nicht öffnen! Kapsel nicht einnehmen!

Séchage
 Avant tout séchage, veuillez ôter la pile de l'aide auditive. La capsule peut être utilisée jusqu'à ce que l'indicateur jaune or passe au blanc.
Attention! Ne pas ouvrir la capsule! Ne pas avaler la capsule!

Deshumidificación
 Antes de la deshumidificación, por favor remueva la batería del instrumento. La cápsula deshumidificadora se puede reutilizar hasta cambio de color dorado a blanco.
¡Atención! ¡No abrir la cápsula! ¡No ingerir la cápsula!

Asciugatura
 Prima dell'essiccamento, rimuova prego la batteria dalla vostra protesi acustica. La stessa capsula può venir riutilizzata finché i sali di color giallo non diverranno bianchi.
Attenzione! Non aprire la capsula! Non inghiottire la capsula!


Before drying, please remove the battery from your hearing aid. The capsule can be re-used until the golden yellow indicator has changed to a white color.
Attention! Capsule not to be opened! Do not swallow the capsule!

Nehmen Sie bitte vor der Trocknung die Batterie aus Ihrem Hörgerät. Die Kapsel ist so lange wiederverwendbar, bis sich der goldgelbe Farbindikator weißlich verfärbt hat.
Achtung! Kapsel nicht öffnen! Kapsel nicht einnehmen!

Avant tout séchage, veuillez ôter la pile de l'aide auditive. La capsule peut être utilisée jusqu'à ce que l'indicateur jaune or passe au blanc.
Attention! Ne pas ouvrir la capsule! Ne pas avaler la capsule!

Antes de la deshumidificación, por favor remueva la batería del instrumento. La cápsula deshumidificadora se puede reutilizar hasta cambio de color dorado a blanco.
¡Atención! ¡No abrir la cápsula! ¡No ingerir la cápsula!

Prima dell'essiccamento, rimuova prego la batteria dalla vostra protesi acustica. La stessa capsula può venir riutilizzata finché i sali di color giallo non diverranno bianchi.
Attenzione! Non aprire la capsula! Non inghiottire la capsula!



i
 Dry your hearing aid daily
 Hörgerät täglich trocknen
 Sécher votre aide auditive quotidiennement
 Secar su audifono cada dia
 Asciugare la vostra protesi acustica giornaliera